

NEAUVVIA

RETHINKING
MEDICAL
AESTHETICS



*SMART
COMBINATION
THERAPY*

Urządzenia

A woman with dark hair tied up, wearing a vibrant red silk shirt, is sitting cross-legged on a bed. She is looking down at a silver laptop she is holding. The room is dimly lit, with a warm glow from a lamp on the left. The background shows a patterned headboard and a blue cushion.

Nowy wymiar MEDYCYNY estetycznej

Celem Neauvia jest inspirowanie i kształtowanie świata medycyny estetycznej z energią i przełomowym podejściem, otwieranie się na nowy styl życia oraz tworzenie społeczności, która promuje nową koncepcję estetyki.

Założona w 2012 roku jako firma zajmująca się medycyną estetyczną, Neauvia przekształciła się w prężną i dynamicznie rozwijającą się międzynarodową korporację z zakładami produkcyjnymi i filiami we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Obecna jest w ponad 80 krajach na całym świecie.

Neauvia dostarcza lekarzom i pacjentom potwierdzone badaniami klinicznymi terapie łączone.

Dzięki szerokiej gamie technologii działających w synergii, dostarczamy rozwiązania umożliwiające osiąganie efektów odmładzania twarzy, ciała i okolic intymnych.

Nowy wymiar medycyny estetycznej, jako wyjątkowe doświadczenie, łączy synergiczne podejście z nowoczesnością i zdrowym stylem życia.

#BeNEAUVIA

Synergiczne podejście

Dzięki połączeniu nauki oraz technologii możliwe jest najbardziej efektywne zarządzanie zmianami anatomicznymi, które powstają w wyniku starzenia się skóry.

W odpowiedzi na proces starzenia się, zespół badawczy Neauvia opracował protokoły SCT, które łączą różne terapie regeneracyjne z potwierdzonymi klinicznie efektami.^{1,2}



1. These class III medical devices are regulated health products under the MDD 93/42 regulation, the CE marking. Manufacturer: MATEX LAB SPA, via Carlo Urbani 2 ang. via Enrico Fermi, Brindisi, Italy. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of these products requires the intervention of a healthcare professional.
2. These class: IIb for Sectum, IIa for Zaffiro, IIb for Plasma IQ and LaserMe and EpiMe Medical Devices are regulated health products which bear, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of these products requires the intervention of a healthcare professional.
3. Neauvia Cosmeceuticals are cosmetic products according to EU Regulation 1223/2009.

1. Kubik et al., HA PEGylated Filler in Association with an Infrared Energy Device for the Treatment of Facial Skin Aging: 150 Day Follow-Up Data Report, Pharmaceuticals 2022, 15, 1355, DOI: 10.3390/ph15111355

2. Kolczewski et al., Hyaluronic Acid and Radiofrequency in Patients with Urogenital Atrophy and Vaginal Laxity, Pharmaceuticals 2022, 15, 1571, DOI: 10.3390/ph15121571.

1 WYPEŁNIACZE

Wypełniacze NEAUVIA PEG HA oparte są na technologii sieciowania – SXT – czyli technologii łączącej polimery HA i PEG. Technologia sieciowania PEG sprawia, że wypełniacze Neauvia posiadają właściwości mechaniczne, reologiczne i termodynamiczne, wpływające na zwiększenie profilu bezpieczeństwa i tolerancji

Dzięki tym właściwościom można je łączyć z urządzeniami i kosmeceutykami Neauvia, tworząc protokoły łączone, które działając w synergii, zapewniają lepsze efekty zabiegowe potwierdzone badaniami klinicznymi.^{1,2}



2 URZĄDZENIA

NEAUVIA jest producentem całej gamy urządzeń dla rynku estetycznego, ginekologicznego i chirurgicznego. Urządzenia Neauvia charakteryzują się zaawansowaną inżynierią elektromedyczną. Oparte są na specjalnie zaprojektowanej i zintegrowanej technologii, która w połączeniu z wypełniaczami PEG HA i kosmeceutykami Neauvia umożliwia uzyskanie optymalnych rezultatów i zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.^{1,2}

3 KOSMECEUTYKI

Kosmeceutyki NEAUVIA to profesjonalna i ekskluzywna pielęgnacja stworzona by działać w synergii z zabiegami medycyny estetycznej. Zaawansowane rozwiązania dla uzyskania zdrowej i pełnej młodzieńczego blasku skóry, poprzez pobudzenie naturalnego piękna w skuteczny i bezpieczny sposób.



1. Kubik et al., HA PEGylated Filler in Association with an Infrared Energy Device for the Treatment of Facial Skin Aging: 150 Day Follow-Up Data Report, Pharmaceuticals 2022, 15, 1355, DOI: 10.3390/ph15111355.

2. Kolczewski et al., Hyaluronic Acid and Radiofrequency in Patients with Urogenital Atrophy and Vaginal Laxity, Pharmaceuticals 2022, 15, 1571, DOI: 10.3390/ph15121571.

D NEAUVIA evices

*Neauvia oferuje urządzenia dla rynku estetycznego,
ginekologicznego i chirurgicznego.*

*Urządzenia Neauvia charakteryzują się zastosowaniem
zaawansowanej inżynierii elektromedycznej.*

*Są oparte na specjalnie zaprojektowanej, zintegrowanej
technologii, pozwalając na uzyskanie optymalnych rezultatów
w połączeniu z wypełniaczami PEG HA i kosmeceutykami firmy
Neauvia, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo pacjenta.^{1,2}*

1. Kubik et al., HA PEGylated Filler in Association with an Infrared Energy De-
vice for the Treatment of Facial Skin Aging: 150 Day Follow-Up Data Report,
Pharmaceuticals 2022, 15, 1355, DOI: 10.3390/ph15111355
2. Kołczewski et al., Hyaluronic Acid and Radiofrequency in Patients with
Urogenital Atrophy and Vaginal Laxity, Pharmaceuticals 2022, 15, 1571, DOI:
10.3390/ph15121571



Smart Hydro i Smart Infrared Tightening

Zaffiro

Beautiful from every angle

Wiotka skóra

Lifting skóry

Napięcie skóry

Twarz i ciało

Wszystkie fototypy

ZAFFIRO JEST PIERWSZYM URZĄDZENIEM MEDYCZNYM, KTÓRE ŁĄCZY DWIE TECHNOLOGIE PEEELINGU WODNEGO I PODCZERWIENI. STWORZONE ABY UMOŻLIWIĆ ROZŚWIETLENIE I NAPIĘCIE SKÓRY.



Element **N**lift synergistycznego protokołu zabiegowego dotyczącego środkowej części twarzy.

▶ Waterpeeling zapewnia złuszczenie oraz oczyszczenie skóry. Dostępnych jest 5 formuł zabiegowych HA skin health, acne, soothing, brightening, hair.

▶ Podczerwień stopniowo ogrzewa głębokie warstwy skóry i stymulację fibroblasty w celu uzyskania efektu pogrubionej, napiętej i elastycznej skóry.

▶ Do 40% wzrost ilości fibroblastów i wzrost jędrności skóry o 25% po 21 dniach od zabiegu.¹

Zaffiro: IIa class Medical Device regulated health products which bears, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of this product requires the intervention of a healthcare professional.
1. Data on file.

Wielofunkcyjna platforma RF

Sectum 2

The shape of beauty



SECTUM 2 WYKORZYSTUJE MOC RADIOFREKWENCJI

Jak to działa¹

Energia o częstotliwości radiowej wykorzystuje prąd zmienny, który jest dostarczany przez jedną lub więcej specjalnie zaprojektowanych elektrod. Gdy energia przemieszcza się przez tkankę, polaryzacja lub ładunek elektryczny tkanki skórnej ulega zmianie. Tarcie cząsteczek wytwarza ciepło w skórze.

Energia RF jest emitowana z jednej elektrody i przemieszcza się po ścieżce najmniejszego oporu w skórze lub ciele do drugiej elektrody.

Sectum2: IIb class Medical Device regulated health product which bears, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflet. The use of these products requires the intervention of a healthcare professional.
1. Features and conditions of use in Sectum2 Product manual.

Tryb estetyczny

Umożliwiła ujędrnienie i lifting twarzy

Umożliwia modelowanie i ujędrnienie ciała



Element **N**boost - synergistycznego protokołu odbudowy naskórka.



Głowica do ciała

- ▶ Wysoka moc - 120W maksymalnie
- ▶ Niska częstotliwość - 480kHz
- ▶ Tryb automatyczny
- ▶ Kontrola temperatury w głowicach
- ▶ Głowica bipolarna do twarzy
- ▶ Głowica multipolarna do ciała

Tryb ginekologiczny

Umożliwia napięcie, ujędrnienie, zagęszczenie skóry sromu i kanału pochwy:



Głowica ginekologiczna

- ▶ Bipolarna głowica zaprojektowana specjalnie do zabiegów ginekologicznych
- ▶ Skrócony czas zabiegu
- ▶ Czujnik temperatury zintegrowany z głowicą

Element **N**rose – pierwszego synergistycznego protokołu dedykowanego odmłodzeniu kobiecych okolic intymnych.

Tryb chirurgiczny

Diatermia chirurgiczna Sectum2 przeznaczona jest do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych, w których konieczne jest stosowanie urządzeń do cięcia i koagulacji o wysokiej częstotliwości. Działa w dwóch trybach pracy (mono i bipolarnym) i jest przeznaczony do stosowania w profesjonalnych placówkach służby zdrowia.



Przenośne urządzenie do mikroelektrochirurgii

Plasma IQ

Enhance every expression

Blizny potrądzikowe i pooperacyjne

Nadmiar skóry na powiece górnej

Drobne zmiany skórne

PLASMA IQ TO URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANE DO NIEINWAZYJNEJ CHIRURGII W DZIEDZINIE MEDYCZYNY ESTETYCZNEJ



- ▶ Ergonomiczne, bezprzewodowe i przenośne urządzenie
- ▶ 4 poziomy mocy
- ▶ Skoncentrowany łuk energetyczny dla bardziej precyzyjnych zabiegów
- ▶ Wysokiej jakości elektrody
- ▶ Niskie koszty elementów zużywalnych

Plasma IQ: IIb class Medical Device regulated health products which bears, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of this product requires the intervention of a healthcare professional.

Laser diodowy dedykowany do redukcji niechcianego owłosienia

EPILME

Free to be free

Umożliwia redukcję owłosienia dla każdego fototypu

EPILME JEST WYPOSAŻONY W
DIODĘ LASEROWĄ O
DŁUGOŚCI FALI 808 NM, KTÓRA
CHARAKTERYZUJE SIĘ GŁĘBOKĄ
PENETRACJĄ, JEDNOCZEŚNIE
UTRZYMUJĄC WYSOKĄ
SELEKTYWNA ABSORPCJĘ
MELANINY



- ▶ Moc 4000W
- ▶ Stały efektywny system chłodzenia do 1° C
- ▶ 3 tryby pracy (stemplowy, in-motion, burst)

EpilMe: IIb class Medical Device regulated health products which bears, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of this product requires the intervention of a healthcare professional.

Nieablacyjny resurfacing skóry

LASERME

Unleash the best of your skin

Zmarszczki

Jakość skóry

Blizny

Twarz i ciało



FRAKCYJNA,
NIEABLACYJNA
TECHNOLOGIA
LASEROWA DO
RESURFACINGU

- ▶ Optymalna długość fali: 1470nm
- ▶ Okno aplikatora: 12x12mm
- ▶ Regulacja rozstawu punktów od 1-4 mm
- ▶ Dla wszystkich fototypów skóry, dedykowany również dla skóry wrażliwej
- ▶ Przenośny
- ▶ Skrócony czas rekonwalescencji

LaserMe: IIb class Medical Device regulated health products which bears, under this regulation, the CE mark. Manufacturer: B&K, Domaniewska 37, Warsaw, Poland. Please carefully read the instructions in the leaflets. The use of this product requires the intervention of a healthcare professional.



NEAUVIA

KONTROLA I REGULACJA DOSTARCZANIA ENERGII

- ▶ Aby zoptymalizować zabiegi pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa oraz komfortu pacjenta.
 - ▶ Ułatwienie obsługi dla personelu medycznego.
-

WSZECHSTRONNOŚĆ

Kompleksowy projekt do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej terapii na wskazanych obszarach.

PRAKTYCZNOŚĆ

Łatwość użytkowania i opłacalność, które pomagają dostarczyć światowej klasy zabiegi w atrakcyjnych cenach.

In-House Produkcja i Serwis

Synergiczne *podejście*

W OPARCIU O KOMPLEKSOWE PORTFOLIO FIRMY NEAUVIA – WYPEŁNIACZE, URZĄDZENIA I KOSMECEUTYKI – ORAZ DZIĘKI PROTOKOŁOM ZABIEGOWYM, RÓŻNE WARSTWY SKÓRY SĄ SYNERGISTYCZNIE ZAOPIEKOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA KLINICZNIE POTWIERDZONYCH WYNIKÓW¹.

Nlift

Pierwszy synergiczny protokół do odbudowy środkowej części twarzy potwierdzony badaniami klinicznymi. Protokół Nlift składa się z synergicznej sekwencji zabiegów preparatami NEAUVIA – zastosowania wypełniacza PEG HA, zabiegów z wykorzystaniem urządzenia Zaffiro oraz kosmeceutyków.

Nrose

Nrose to połączenie zabiegów z wykorzystaniem urządzenia Sectum2, wypełniacza Neauvia oraz profesjonalnej pielęgnacji kosmeceutykami Neauvia. Zabieg Nrose to holistyczny protokół zabiegowy umożliwiający odmłodzenie strefy intymnej. Składa się z czterech sesji, które wpływają na rewitalizację skóry pochwy oraz pozwalają na poprawę jakości życia seksualnego.

Nboost

Synergiczny protokół, który działa na naskórek, umożliwiając jego odbudowę i wpływając na zapobieganie oznakom starzenia. Protokół Nboost składa się z synergicznej sekwencji zabiegów preparatami NEAUVIA – zastosowania wypełniacza PEG HA, zabiegów z wykorzystaniem urządzenia Sectum2 oraz kosmeceutyków.

1. Kubik et al., HA PEGylated Filler in Association with an Infrared Energy Device for the Treatment of Facial Skin Aging: 150 Day Follow-Up Data Report, Pharmaceuticals 2022, 15, 1355, DOI: 10.3390/ph15111355

2. Kolczewski et al., Hyaluronic Acid and Radiofrequency in Patients with Urogenital Atrophy and Vaginal Laxity, Pharmaceuticals 2022, 15, 1571, DOI: 10.3390/ph15121571.

ODKRYJ WIĘCEJ O

NEAUVIA®

- protokoły, badania kliniczne, techniki -
na

www.neauviachannel.com

MATEXLAB™
SCIENCE FOR CARE

© Copyright Matex Lab S.A. 2023
All rights reserved



Urządzenia i wypełniacze Neauvia są wyrobem medycznym. Więcej informacji dotyczących zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobów medycznych Neauvia znajdziesz na www.neauvia.pl

